

MCİ SERİSİ ÇALKALAMALI İNKÜBATÖRLER (SOĞUTMALI ve SOĞUTMASIZ)

- Kullanıcı ihtiyacına göre farklı modeller : 120, 250, 600 litre
- Çalışma aralığı: oda sic. +5 °C/99,9 °C veya -10 °C/60 °C
- Çalkalama Hızı: 10 - 300 rpm
- Farklı çalışmalar için değişik ebatlarda çalkalama platformları (20*250 ml, 16*500 ml, 9*1000 ml)
- Laboratuvarlarda dərma ve inkübasyon şartları ile farklı sıvıları çalkalanması için uygun kullanım alanı
- Mikrobiyoloji araştırma laboratuvarlarında; üniversite, ilaç, gıda sanayinde AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarlarında; hassas soğutma ve sıcaklık işlemlerinin gerekli olduğu laboratuvarlar için geliştirilmiştir
- Programlanabilir PID mikroişlemcili kontrol sistemi
- Sıcaklık ve zaman için likit kristal gösterge (LCD) veya dokunmatik likit kristal gösterge (LCD)
- Kullanımı kolay tek düğmeli kontrol paneli
- Gecikmeli başlatma özelliği
- Soğutmalı modeller için otomatik defrost soğutma sistemi
- Paslanmaz çelik iç yapı sayesinde kolay temizlik
- Kuvvetli yalıtım ile stabil sıcaklık dağılımı
- Farklı hava sirkülasyonu ile homojen sıcaklık dağılımı
- Sıcaklık değişimini engelleyerek, numunelerin gözdenmesini sağlayan ikinci temperli cam kapı veya kapı üzerinde gözlemleme penceresi
- Numune güvenliğinde, ısıtma işlemi için ikinci bir emniyet termostati
- Ayarlanabilir taze hava girişi
- Opsiyonel olarak sunulan; USB, RS 232 veya Ethernet bağlantısı ile bilgisayar üzerinden veri kontrolü
- Opsiyonel olarak sunulan 9 basamaklı, 9 program hafızası

inkübatörler



MCI SERIES SHAKING INCUBATORS (REFRIGERATED/NON-REFRIGERATED)

Large heated, set more than 5 years of design and manufacturing experience, the introduction of foreign digestion, user demand-oriented, constantly, widely used in cell culture temperature and the oscillation frequency have higher requirements, fermentation, hybridization, biochemistry, enzymes and cells and research organizations. And various types of microbial cells can spawn motion and static culture, especially for pilot production laboratory.

- Different models according to user's need 120, 250, 600 liters
- Operational range: room temp. +5 °C/99,9 °C or -10 °C/60°C
- Shaking Speed: 10 - 300 rpm
- Shaking platforms (20 * 250 ml, 16 * 500 ml, 9 * 1000 ml) in different sizes for different operations.
- Suitable use for freezing and incubation conditions and shaking different liquids in laboratories
- It has been developed for research laboratories in microbiology, R&D and quality control laboratories in the university, medicine, food industry, laboratories where precise cooling and temperature processing is required

- Programmable PID microprocessor control system
- Liquid Crystal Display (LCD) or touch liquid crystal display (LCD) for temperature and time
- Easy to use one-button control pane
- Delayed start feature
- Automatic defrost cooling system for refrigerated models
- Easy cleaning thanks to stainless steel inner structure
- Stable temperature distribution with strong insulation
- Homogeneous temperature distribution with fan air circulation
- The second tempered glass door or monitoring windows on door which prevents the temperature change and allows observation of the samples.
- A second safety thermostat for sample safety during heating process
- Adjustable fresh air intake
- Data control through computer via optional USB, RS 232 or Ethernet connection
- Optional 9 program steps, 9 program memories

www.miprobiotech.com.tr



Özel üretim ve siparişleriniz için bize ulaşın